


LED光谱图


CO₂监测与控制(选配)

节能LED光源


长时间连续运行



LED与白色荧光灯光谱对比



红蓝光光谱



LED RGB色光光谱

技术参数

技术指标	型号	MGC-100BP-2L MGC-250BP-2L	MGC-100HP-2L MGC-250HP-2L	MGC-350BP-2L MGC-450BP-2L	MGC-350HP-2L MGC-450HP-2L	MGC-800BP-2L MGC-1000BP-2L	MGC-800HP-2L MGC-1000HP-2L	MGC-1500BP-2L	MGC-1500HP-2L
	容积	150L 250L		300L 450L		800L 1000L		1500L	
控温范围	有光照 10~50℃ 无光照 0~50℃								
温度分辨率	0.1℃								
温度波动度	±1℃								
控湿范围	—	50~90%RH	—	50~90%RH	—	50~90%RH	—	50~90%RH	
湿度偏差	—	±5~7%RH	—	±5~7%RH	—	±5~7%RH	—	±5~7%RH	
光照强度	0~18000LX 六级可调		0~28000LX 0~35000LX 六级可调		0~42000LX 0~50000LX 六级可调		0~55000LX 六级可调		
光源 / 光照方式	LED 门上光照		LED/ 三面光照		日光灯隔板式光照				
程控功能	温度、湿度、光照度单独设定，可设定 30 段程序每段设置时间范围 1~99 小时 59 分								
输入功率	1500W 1750W		1700W 2000W	1700W 2050W	2700W 2800W	2800W 2900W	4300W	4500W	
电源	AC220V 50HZ								
工作环境温度	+5~30℃								
连续运转时间	可长时间连续运转（两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换）								
内胆尺寸（mm） W×D×H	550×400×670 600×610×830		520×550×1140 700×550×1140		800×590×1650 1050×590×1650		1550×590×1650		
外形尺寸（mm） W×D×H	690×800×1410 760×815×1550		830×850×1850 950×850×1850		1475×890×1780 1410×890×1950		1570×1475×2050		
载物托架（标配）	3 块								
价格	RMB22900 RMB27900	RMB24900 RMB31900	RMB37900 RMB43900	RMB40900 RMB46900	RMB76900 RMB103000	RMB88900 RMB139000	RMB165000	RMB185000	

选配件:(增加选配件交货期7天)

- 1、RS485/232接口和通讯软件..... ¥ 600元
- 2、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
- 3、U盘数据存储..... ¥ 1000元
- 4、无线报警系统（短信报警系统）..... ¥ 2500元
- 5、CO₂进气口（促进植物生长）..... ¥ 2000元
- 6、CO₂控制器（红外线CO₂传感器）..... ¥ 15000元
- 7、光照控制系统..... ¥ 9000元

注：U盘、RS485/232、打印机三选一

数据控制系统（选配）

- RS485或USB接口及软件。
- 实现数据记录、数据通讯、图形动态显示、故障分析。
- 选配打印机系统进行数据记录，符合GMP标准。

注：1、800L/1000L/1500L光照箱和气候箱，接到订单后，交货期为30天
 2、无线报警系统和光照控制系统，接到订单后，交货期为30天
 3、选配CO₂控制器，交货期为30天

生化/霉菌培养箱 01
04低温培养箱 05
多箱体生化/霉菌培养箱 06生物安全低温培养箱 07
多箱体制冷低温培养箱 08恒温培养箱 09
隔水式恒温培养箱 12生物安全培养箱 13
多箱体恒温/微生物培养箱 14CO₂培养箱 15
20光照培养箱/人工气候箱 21
恒温恒湿箱 28回旋振荡器 33
恒温培养摇床 35恒温振荡器 37
大型恒温振荡器 38落地振荡器 39
摇瓶机 40叠加式-振荡培养箱 41
44超低温冰箱 45
低温冷藏箱 47液相液氮罐 48
干式运输液氮罐 50生物安全柜 51
洁净工作台 52干燥箱 54
真空干燥箱 60加热循环槽 68
恒温振荡水槽 71油浴锅 74
恒温水槽与水浴锅 76药品稳定性试验箱 77
步入式药品试验箱 83老化试验箱 84
热空气消毒箱 84高低温(交变)试验箱 85
高低温(交变)湿热试验箱 87紫外耐候气候试验箱 89
90氙灯耐候气候试验箱 91
盐雾腐蚀试验箱 92电阻炉 93
96旋转蒸发器 97
循环水真空泵 100耐腐蚀隔膜泵 101
循环冷却器 102干式冷阱 103
磁力搅拌器 104顶置电动搅拌器 108
氮吹仪 109离心机 110
漩涡混合仪 110多管漩涡混合仪 111
孵育器/金属浴 112微孔板迷你离心机 114
均质分散机 115粘度计 117
122