



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

恒温恒湿箱


简易型

产品特点

- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前沿；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；
- 选用湿度传感器，微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；（选配）
- 可配RS485接口，用于连接计算机，能记录温度湿度的变化状况，但不能连接打印机；（选配）
- 箱体左侧有一直径25mm的测试孔，便于实验操作与测试；

技术参数

技术指标	型号	恒温恒湿箱（简易型）	
		LHS-150SC	LHS-250SC
控温范围		有加湿15-45℃，无加湿10-45℃	
温度分辨率		0.1℃	
温度波动度		高温：±1℃ 低温：±2℃	
控湿范围		60~85%RH	
湿度偏差		±5~8%RH	
输入功率		550W	700W
工作环境温度		+5~35℃	
连续工作时间		不低于180小时	
电源电压		AC220V 50HZ	
工作室尺寸(mm) W×D×H		550×400×670	600×500×830
外形尺寸(mm) W×D×H		690×800×1410	750×900×1580
载物托架(标配)		3块	
价格		RMB18900	RMB22900
备注		此型号为简易型，湿度波动大，无法长时间运行	



恒温恒湿箱

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、独立限温控制器..... ¥ 500元
- 2、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
- 3、无线报警系统（短信报警系统）..... ¥ 2500元
- 4、RS232/485接口及通讯软件..... ¥ 600元

恒温恒湿箱—平衡式控制

普及型

无氟环保

用途概述

恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件。可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。

产品特点

- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；
- 微电脑温湿度控制器，采用TMHM平衡式调温调湿方法，运行稳定，控温控湿精确并安全可靠。控制器、压缩机等关键零部件均采用进口产品；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；
- 箱体左侧有一直径25mm测试孔，便于实验操作与测量温度；

技术参数



型号	控温范围	温度分辨率	温度波动度	控湿范围	湿度偏差	输入功率	工作环境温度	电源电压	工作室尺寸 W×D×H(mm)	外形尺寸 W×D×H(mm)	载物托架 (标配)	价格	
LHS-50CH LHS-100CH	RT+10~85℃	0.1℃	±1.0℃	80~95%RH	±3%RH	1450W 1650W	+5 ~ 30℃	AC220V 50HZ	350×300×500 500×400×550	720×620×725 650×800×1310	2块	RMB15600 RMB18900	
LHS-50CL LHS-100CL	L: -10~85℃ A: -20~85℃			45~95%RH		1700W 1900W 2300W 7050W		AC220V 50HZ AC220V 50HZ	350×300×500	720×620×725		RMB22900 RMB25900	
LHS-100CA	B: -40~85℃							500×400×550	650×800×1310	RMB36500			
LHS-100CB								500×400×600	700×1040×1750	RMB48200			

注：LHS-100CB 接到订单后，交货期为7天。LHS-50CH、LHS-100CH无制冷功能。

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、RS485接口及通讯软件..... ¥ 600元
- 2、液晶程序控制器..... ¥ 4500元
- 3、无线报警系统（短信报警系统）..... ¥ 2500元
- 4、嵌入式打印机..... ¥ 2500元

注：RS485/232、打印机二选一



恒温恒湿箱