



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

洁净工作台 BCV/BCH系列

普及型

用途概述

本产品提供无尘无菌的局部空气净化工作环境，广泛用于对电子技术、航空航天、精密仪器、仪表、精细化工、食品等研究。

本产品采用了可调风量的风机系统，通过调节风机的工况，使工作区中的平均风速保持在额定的范围内，有效的延长了过滤器的使用寿命。

产品特点

人性化设计

- 柜体侧面透明钢化玻璃窗，增加采光性能；
- 自平衡上下滑动钢化玻璃窗，可任意定位；
- 304 不锈钢工作台面，易于清洁；

品质保证

- 可调风量的风机系统；
- 小风量、大风压、低噪声风机；
- 使用 HEPA 过滤器，对于 0.3 μ m 的颗粒高达 99.99% 的截流效率；
- 配置预过滤器，延长过滤器的使用寿命；
- 工作区配置照明灯及紫外灭菌灯；
- 配置 1KW 备用插座，为操作者提供便利；

技术参数

型号 技术参数	BCV-1FD	BCV-1F	BCV-2FD	BCV-2F	BCH-1BU	BCH-1CU
适用人数	单人单面	单人双面	双人单面	双人双面	单人单面	双人单面
气流流向	垂直流				水平流	
洁净等级	ISO 5 级					
菌落数	≤ 0.5 个 / 皿时 (φ90mm 培养皿)					
平均风速	≥ 0.3m/s					
噪音	≤ 62dB					
振动幅值	≤ 3μm		≤ 4μm		≤ 3μm	≤ 4μm
照度	≥ 300Lx					
电源	AC220V/50Hz					
最大功率	250VA	250VA	500VA	500VA	250VA	500VA
工作区尺寸 (W×D×H)mm	870×690×520	870×690×520	1360×690×520	1360×690×520	825×480×600	1680×480×600
外形尺寸 (W×D×H)mm	1010×765×1610	1010×780×1610	1500×765×1610	1500×780×1610	900×700×1450	1760×700×1450
价格	RMB10500	RMB10900	RMB15400	RMB16900	RMB9900	RMB15400



BCH系列

BCV-2F

BCV-1F