



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

BTV-200多管旋涡混合仪

新产品

BTV-200多管旋涡混合仪是新一代效率高的混匀仪，最高可使用110工位试管，最高转速可达2000rpm。结构紧凑，操作简单，满足了多样品同时操作的实验要求，广泛应用于生物制药，化工化学、食品卫生等不同领域。

产品特点

- 采用直流无刷电机，免维护，可长时间运行；
- 具有定时操作功能，可实现连续运行及定时操作两种操作模式；
- 最大载重量可达2kg；
- LCD液晶显示，可实时显示转速及运行时间；
- 最高转速可达2000rpm；
- 振幅可达3mm，很好的保证混匀效果；
- 可同时混匀多个0.2~100ml的样品；

技术参数

型号	BTV-200
电源	AC100~240V 50~60Hz
振幅	3mm
运行方式	回旋振荡
转速范围rpm	100~2000rpm
定时范围	1~9999mins
整机功率	75w
最大承重	≤2Kg
仪器尺寸mm	380×260×165
净重	10Kg
适配器	标配BTV-B22，多组适配器可选
价格	RMB21500



选购件:(增加选购件交货期7天)

型号	描述	孔数	价格
BTV-B21	100ml试管适配器	8	RMB360
BTV-B22	50ml试管适配器	12	RMB360
BTV-B23	10~15ml试管适配器	26	RMB360
BTV-B24	5ml试管适配器	36	RMB360
BTV-B25	1.5/2ml试管适配器	54	RMB360
BTV-B26	0.5ml试管适配器	72	RMB360
BTV-B27	0.2ml试管适配器	110	RMB360

BTV-100多管漩涡混匀仪

BTV-100多管漩涡混匀仪，一次可最多混合处理50个样品。可选配多种配件，满足不同规格试管漩涡混合的需要。


产品特点

- 可一次处理50个样品；
- 两种工作模式：持续工作或点动式；
- LCD显示速度、时间、微处理器控制速度和时间；
- 微处理控制；
- 多种泡沫试管支架选配；


技术参数

型号	调速范围	调速精度	定时范围	周转直径	最大承重	顶部面板尺寸mm	仪器尺寸	净重	电源	功率	价格
BTV-100	500-2500rpm	±50rpm (在2500rpm检测)	1min-100h	3.6mm	4.5kg	311×184	426×250×480	21.5kg	AC100 ~ 240V 50/60Hz	60W	RMB11800

选购件:(增加选购件交货期7天)



产品类型	描述	孔数	尺寸规格mm	价格
BTV-B01	Φ10mm泡沫试管架	50	245×132×45 mm	RMB230
BTV-B02	Φ12mm泡沫试管架	50	245×132×45 mm	RMB230
BTV-B03	Φ13mm泡沫试管架	50	245×132×45 mm	RMB230
BTV-B04	Φ16mm泡沫试管架(可放15ml离心管)	50	245×132×45 mm	RMB230
BTV-B05	Φ25mm泡沫试管架	15	245×132×45 mm	RMB230
BTV-B06	Φ29mm泡沫试管架(可放50ml离心管)	15	245×132×45 mm	RMB230
BTV-B00	可替换托盘垫(上&下)	/	305×178×25 mm	RMB200



多管漩涡混匀仪