



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

# 台式真空干燥箱

智能型 触摸屏



新一代真空干燥箱，集公司多年在箱体加热方面的成功经验，通过不断潜心研究，突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到的热传导方式。

## 用途概述

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

## 产品特点

- 采用4.3寸智能触摸屏，温度、时间等参数实时显示和设定，操作简单方便；
- 长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠，与传统真空箱相比，干燥时间减少40%以上；
- 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体；
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门封圈，确保箱内保持高真空度；
- 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用，便于清洁；
- 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化；
- 采用电子式真空显示，可实现真空度精确控制(VT系列)；

## 选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、惰性气体进气阀 ..... ¥ 500元
- 2、进口真空表 ..... ¥ 800元
- 3、下箱体柜6050系列以下 ..... ¥ 1000元  
6050系列 ..... ¥ 2000元  
6050系列以上 ..... ¥ 2500元
- 4、液态水过滤器(按规格型号定价, 适用高湿干燥用) ..... ¥ 700元
- 5、干燥罐 ..... ¥ 550元
- 6、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次) ..... ¥ 2500元
- 7、可选配搁板 ..... 每块 ¥ 500~2000元
- 8、电子安全门锁 ..... ¥ 2500元



真空干燥箱型号	选配隔膜泵型号
DZF-6022T/VT	VB-40
DZF-6032T/VT	VB-40
DZF-6052T/VT	VB-40
DZF-6092T/VT	VB-65
DZF-6213T/VT	VB-130

## 技术参数

注：此系列产品销售需报备

型号	DZF-6022T DZF-6022VT	DZF-6032T DZF-6032VT	DZF-6052T DZF-6052VT	DZF-6092T DZF-6092VT	DZF-6123T DZF-6123VT	DZF-6213T DZF-6213VT
技术指标						
电源电压	AC220V 50HZ					
输入功率	700W	850W	1450W	1950W	1500W	2850W
控温范围	RT+10 ~ 200°C					
温度分辨率/波动度	0.1°C / ±1°C					
达到真空度	133Pa					
真空显示	机械指针式/电子式显示					
工作环境温度	+ 5 ~ 40°C					
加热方式	捆绑式加热			搁板加热		
内胆尺寸(mm)W×D×H	300×300×275	320×320×300	415×370×345	450×450×450	500×500×500	600×600×600
外形尺寸(mm)W×D×H	605×490×450	630×510×490	730×560×550	740×610×591	790×660×641	890×760×741
搁板	2块	2块	2块	2块	3块	3块

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20°C，环境湿度50%RH

注:1、台式系列带进气阀门控制（不标配真空泵）

注:2、可定制250°C真空干燥箱，交货期20天，加收市场价10%费用

01 生化/霉菌培养箱

04 低温培养箱

06 多通道生化/霉菌培养箱

07 生物安全低温培养箱

08 半导体制冷低温培养箱

09 生物安全培养箱

10 恒温培养箱

13 隔水式恒温培养箱

14 多通道恒温/微生物培养箱

15 CO<sub>2</sub>培养箱

18 光照培养箱/人工气候箱

26 恒温恒湿箱

31 回旋振荡器

33 恒温培养摇床

35 恒温振荡器

36 大型恒温振荡器

37 落地振荡器

38 摇瓶机

39 叠加式-振荡培养箱

42 超低温冰箱

45 低温冷藏箱

46 液相液氮罐

48 干式运输液氮罐

49 生物安全柜

50 洁净工作台

52 干燥箱

59 真空干燥箱

68 加热循环槽

71 恒温振荡水槽

74 油浴锅

76 恒温水槽与水浴锅

77 药品稳定性试验箱

83 步入式药品试验室

84 老化试验箱

84 热空气消毒箱

85 高低温(交变)试验箱

87 高低温(交变)湿热试验箱

89 紫外气候试验箱

90 紫外耐候试验箱

91 氙灯耐候试验箱

92 盐雾腐蚀试验箱

93 电阻炉

96 电阻炉

97 旋转蒸发器

100 分液漏斗振荡器

101 耐腐蚀隔膜泵

102 循环冷却器

103 干式冷阱

104 磁力搅拌器

108 顶置电动搅拌器

109 氮吹仪

110 离心机

110 漩涡混合仪

111 多管漩涡混合仪

112 孵育器/金属浴

114 微孔板迷你离心机

115 均质分散机

117 粘度计

122 粘度计