

# 耐腐蚀真空干燥箱 ◆ 药物真空干燥箱 新产品

## 耐腐蚀真空干燥试验箱 ◆ 药物真空干燥试验箱

### 用途概述

本产品适用于化学天然物质提取，中药材成分提取，具有酸碱腐蚀性的物品的真空干燥，箱体内置耐腐蚀隔膜真空泵，内胆采用316不锈钢，具有高的耐腐蚀性能。

### 产品特点

- 工作室采用316不锈钢材质，好耐腐蚀，确保产品经久耐用，便于清洁；
- 长方形真空室，使有效容积大，能充分利用空间；
- 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内部物体，一目了然；
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度；
- 增设超温保护温控口，有效的防止温度失控等安全问题；（选配）
- 采用低噪音、无污染耐腐蚀隔膜泵，真空控制稳定可靠，同时不会对回收物造成污染；

### 程序控制

- 程序控制操作，可根据工艺需求设定加热、真空保持和氮气保持时间，确保每批次烘烤一致性，降低产品的烘烤差异性；

### 选购件:(增加选购件交货期7天)

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1、惰性气体进气阀 .....                 | ¥ 500元 |
| 2、液态水过滤器(按规格型号定价, 适用高湿干燥用)..... | ¥ 700元 |
| 3、干燥罐 .....                     | ¥ 550元 |

### 技术参数

技术指标	型号	耐腐蚀真空干燥箱 耐腐蚀真空干燥试验箱			药物真空干燥箱 药物真空干燥试验箱		
	BPZ-6065	BPZ-6095	BPZ-6215	BPZ-6064C	BPZ-6094C	BPZ-6124C	BPZ-6216C
电源电压	AC220V 50HZ						
输入功率	1800W	1350W	2100W	1800W	1350W	2050W	2100W
控温范围	RT+10 ~ 200℃			RT+10 ~ 65℃			
温度分辨率/ 波动度	0.1℃ /±1℃						
达到真空度	8mbar			8mbar			
真空泵	耐腐蚀隔膜泵			耐腐蚀隔膜泵			
真空表	机械指针式						
工作环境温度	+ 5 ~ 40℃						
内胆尺寸(mm) W×D×H	400×400×400	450×450×450	560×600×640	400×400×400	450×450×450	500×500×500	560×600×640
外形尺寸(mm) W×D×H	600×570×1390	610×590×1350	720×820×1750	600×570×1390	610×590×1350	660×640×1400	720×820×1750
搁板	2块	2块（独立控温）	3块（独立控温）	2块	2块（独立控温）	3块	3块（独立控温）
工作室材料	不锈钢316(1Cr ~ 18Ni9Ti)						
价格	RMB28900	RMB39900	RMB59900	RMB26900	RMB36900	RMB46900	RMB56900

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

- 注：1、耐腐蚀真空干燥（试验）箱/药物真空干燥（试验）箱配有耐腐蚀隔膜泵；  
2、可升级为不锈钢外壳，加收市场价15%，交货期为20天；

化学专用

药物专用

程式温度  
控制器，带  
直联真空泵  
和电气阀门

耐腐蚀隔膜泵

生化/霉菌培养箱 01  
04低温培养箱 05  
多箱体生化/霉菌培养箱 06生物安全低温培养箱 07  
半导体制冷低温培养箱 08生物安全培养箱 09  
恒温培养箱 10隔水式恒温培养箱 13  
多箱体恒温/微生物培养箱 14CO<sub>2</sub>培养箱 15  
18光照培养箱/人工气候箱 19  
恒温恒湿箱 26回旋振荡器 31  
恒温培养摇床 33恒温振荡器 35  
大型恒温振荡器 36落地振荡器 37  
摇瓶机 38叠加式-振荡培养箱 39  
42超低温冰箱 43  
低温冷藏箱 45液相液氮罐 46  
干式运输液氮罐 48生物安全柜 49  
洁净工作台 50干燥箱 52  
真空干燥箱 59加热循环槽 68  
恒温振荡水槽 71油浴锅 74  
恒温水槽与水浴锅 76药品稳定性试验箱 77  
步入式药品试验室 83老化试验箱 84  
热空气消毒箱 84高低温(交变)试验箱 85  
高低温(交变)湿热试验箱 87紫外耐候试验箱 89  
90氙灯耐候试验箱 91  
盐雾腐蚀试验箱 92电阻炉 93  
96旋转蒸发器 97  
分液漏斗振荡器 100耐腐蚀隔膜泵 101  
循环冷却器 102干式冷阱 103  
磁力搅拌器 104顶置电动搅拌机 108  
氮吹仪 109离心机 110  
漩涡混匀仪 110多管漩涡混匀仪 111  
孵育器/金属浴 112微孔板迷你离心机 114  
均质分散机 115粘度计 117  
122耐腐蚀  
药物真空  
干燥试验箱