



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

01 生化/霉菌培养箱

02 大型生化培养箱

03 生化/霉菌培养箱
04 低温培养箱

05 电热恒温培养箱
06 精密恒温培养箱

07 隔水式恒温培养箱
08 微生物培养箱

09 CO₂培养箱

17 光照培养箱/人工气候箱
21

22 恒温恒湿箱
24

25 回旋振荡器
27 恒温培养摇床

29 恒温振荡器
30 大型恒温振荡器

31 落地振荡器
32 摇瓶机

33 超低温冰箱
35 洁净工作台

37 生物安全柜
38 离心机

39 干燥箱
43 真空干燥箱

48 加热循环槽
51 恒温振荡水槽

54 油浴锅
55 恒温水槽与水浴锅

57 药品稳定性试验箱
63 步入式药品实验室

64 老化试验箱
64 热空气消毒箱

65 高低温(交变)试验箱
66 高低温(交变)湿热试验箱

67 紫外耐候试验箱
68

69 氙灯耐候试验箱
70 盐雾腐蚀试验箱

71 电阻炉
74

75 旋转蒸发器
78 循环水真空泵

79 耐腐蚀隔膜泵
80 循环冷却器

81 磁力搅拌器
83

84 顶置电动搅拌器
85 氮吹仪

86 旋涡混合仪
87 多用试剂管搅拌器

88 孵育器/金属浴
89 恒温金属浴

90 微孔板迷你离心机
91 均质分散机

93 粘度计
96

97 控制器介绍
98 选购件介绍

鼓风干燥箱—升级换代产品 普及型

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。



产品特点

- 箱体内部均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外部采用钢板，造型美观、新颖。
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内部温度均匀度。
- 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。
- 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程液晶温度控制器..... ¥ 1500元
- 2、独立限温控制器..... ¥ 500元
- 3、RS485接口及通讯软件..... ¥ 600元
- 4、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
- 5、直径Φ25mm测试孔..... ¥ 300元
- 6、U盘数据储存..... ¥ 1500元
- 7、无线报警系统（短信报警系统）..... ¥ 2500元

注：U盘、RS485/232、打印机三选一



9000系列鼓风干燥箱

技术参数

| 型号 | DHG-9030 (A) (101-0) | DHG-9070 (A) (101-1) | DHG-9140 (A) (101-2) | DHG-9240 (A) (101-3) | DHG-9420A (101-4) | DHG-9620A | DHG-9920A |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 技术指标 | | | | | | | |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | | | | AC380V 50HZ | | |
| 控温范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | | | | | | |
| 温度波动度 | ± 1.0℃ | | | | | | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | | | | | | |
| 温度均匀度 | ± 3% (测试点为100℃) | | | | | | |
| 工作环境温度 | +5 ~ 40℃ | | | | | | |
| 输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
| 容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
| 内胆尺寸 (mm)W×D×H | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 890×740×1590 |
| 外形尺寸 (mm)W×D×H | 620×440×490 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 | 1050×880×2060 |
| 载物托架（标配） | 2块 | | | | 3块 | 4块 | 4块 |
| 定时范围 | 0~9999min | | | | | | |
| | | | | | | | |

技术参数

| 技术指标 | 型号 | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 电源电压 | AC220V 50HZ | | | | | | AC380V 50HZ | |
| 控温范围 | RT+10~300℃ | | | | | | | |
| 温度波动度 | ± 1.0℃ | | | | | | | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | | | | | | | |
| 温度均匀度 | ± 3% (测试点为100℃) | | | | | | | |
| 工作环境温度 | +5 ~ 40℃ | | | | | | | |
| 输入功率 | 850W/850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | |
| 容积 | 16L/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | |
| 内胆尺寸 (mm)W×D×H | 250×260×250 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | |
| 外形尺寸 (mm)W×D×H | 530×370×420 620×440×490 | 720×530×520 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 | |
| 载物托架（标配） | 2块 | | | | | | 3块 | 4块 |
| 定时范围 | 0 ~ 9999min | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*性能参数测试在空载条件下：环境温度20℃，环境湿度50%RH

注：带"A"为镜面不锈钢内胆，不带"A"为镀锌板内胆