# 台式真空干燥箱

触摸屏 高温型

新一代真空干燥箱，集公司多年在箱体加热方面的成功经验，通过不断潜心研究，突破传统技术，创造性解决了高温运行条件下热传导过程中的“瓶颈”—— 寻找到好的热传导方式。

## 用途概述

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，支持高温工况作业，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

## 产品特点

- 长方体工作室，使有效容积达到最大，真空干燥箱微电脑温度控制器，升级支持250/300℃高温工况，突破常规温度局限；
- 采用智能触摸屏控制，菜单式操作，可快速进行温度、时间参数设定；
- 双层钢化防弹观察窗，耐腐蚀、抗冲击，可全过程观测腔内样品干燥状态；
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门封圈，适配 250/300℃高温工况持久密封，确保箱内保持高真空度；
- 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用，便于清洁；
- 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，即便高温工艺条件下也可有效隔绝氧气，避免样品氧化；




DZF台式系列

## 选购件:(增加选购件交货期7天)

1、智能型程序触摸屏控制器..... ¥ 1500元
注：此程序控制仅针对温度程序控制
2、惰性气体进气阀..... ¥ 500元
3、进口真空表..... ¥ 800元
4、液态水过滤器(按规格型号定价，适用高湿干燥用)..... ¥ 700元
5、干燥罐..... ¥ 1000元
6、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次）..... ¥ 2500元
7、可选配搁板.....每块 ¥ 500~2000元
8、国产真空泵2XZ-2/2XZ-4..... ¥ 1990/2390元



干式冷阱（液体回收/选配）



耐腐蚀隔膜真空泵（选配）

## 技术参数

| 技术指标 \ 型号 | DZF-6052H25<br>DZF-6052H30 | DZF-6092H25<br>DZF-6092H30 | DZF-6123H25<br>DZF-6123H30 | DZF-6213H25<br>DZF-6213H30 |
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | AC220V 50Hz | | | |
| 输入功率 | 1050/1350W | 1450/1600W | 2450/2850W | 2600/3100W |
| 控温范围 | RT+20~250℃；RT+20~300℃ | | | |
| 温度分辨率/波动度 | 0.1℃ /±1℃ | | | |
| 达到真空度 | 133Pa | | | |
| 真空显示 | 机械指针式 | | | |
| 工作环境温度 | + 5 ~ 40℃ | | | |
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 600×600×600 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 730×560×550 | 740×610×591 | 790×660×641 | 890×760×741 |
| 搁板 | 2块(独立控温) | 2块(独立控温) | 3块(独立控温) | 3块(独立控温) |
| 工作室材料 | 不锈钢(1Cr ~ 18Ni9Ti) | | | |
| 价格 | **RMB8500<br>RMB9800** | **RMB24800<br>RMB28800** | **RMB37200<br>RMB43200** | **RMB48200<br>RMB55900** |

生化/霉菌培养箱 01 03
低温培养箱 04
多箱体生化/霉菌培养箱 05
生物安全低温培养箱 06
半导体制冷低温培养箱 07
生物安全培养箱 09
精密恒温培养箱 10
隔水式恒温培养箱 12
多箱体恒温/微生物培养箱 13
玻璃发酵罐 14
$CO_2$培养箱 15
光照培养箱/人工气候箱 21
恒温恒湿箱 28
回旋振荡器 35
恒温培养摇床 37
恒温振荡器 39
大型恒温振荡器 40
落地振荡器 41
摇瓶机 42
叠加式-$CO_2$振荡培养箱 43
叠加式-振荡培养箱 45
超低温冰箱 47
低温冷藏箱 49
液相液氮罐 50
生物安全柜 52
洁净工作台 53
干燥箱 55
真空干燥箱 62
加热循环槽 72
恒温振荡水槽 75
油浴锅 78
恒温水槽与水浴锅 80
药品稳定性试验箱 81
步入式药品试验室 91
老化试验箱 92
热空气消毒箱 92
高低温(交变)试验箱 93
高低温(交变)湿热试验箱 95
紫外耐气候试验箱 97 98
氙灯耐气候试验箱 99
盐雾腐蚀试验箱 100
电阻炉 101 104
旋转蒸发仪 105
耐腐蚀隔膜泵 109
循环冷却器 110
干式冷阱 111
磁力搅拌器 112
顶置电动搅拌器 116
氮吹仪 117
离心机 118
漩涡混匀仪 118
多管漩涡混匀仪 119
孵育器/金属浴 120
微孔板迷你离心机 122
均质分散机 123
粘度计 125 130